

Anti-Ngfrap1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q00994

Artikelnummer: CM0029030

Einführung

NGFRAP1 Kaninchen-pAb, validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch und Maus. Zielgerichtet auf BEX3 (p75NTR-assoziiertes Zelltod-Exekutor), beteiligt an Apoptose; ideal für Forschung zu neuronalem Tod und Zink-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGFRAP1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27018
Gen-ID	27018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-111 von menschlichem NGFRAP1 (NP_996798.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00994
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel