

Anti-Ngr3 (Rtn4Rl1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - Q86Un2

Artikelnummer: CM0002550

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches NgR3 (RTN4RL1) gerichtet ist und für WB, IHC, IF und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften und Axonregenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NgR3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NgR3; NGRH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	146760
Gen-ID	146760
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 342-441 von menschlichem NgR3 (Q86UN2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UN2
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel