


Anti-Nhej1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H9Q4

Artikelnummer: CM0021931



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes NHEJ1, essenziell für die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen über NHEJ. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHEJ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XLFI; NHEJ1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79840
Gen-ID	79840
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-299 von humanem NHEJ1 (NP_079058.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9Q4
Proteinmasse	33kDa
Versand	Eisbeutel