

Anti-Nhlh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Artikelnummer: CM0006459

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NHLH1 (HEN1, NSCL, bHLHa35). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Relevant für Studien zur Zelltypbestimmung und neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHLH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4807
GenID	4807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-60 des humanen NHLH1 (NP_005589.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02575
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel