

Anti-Nhlh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - Q02575

Artikelnummer: CM0006164

Einführung

Anti-NHLH1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA, ChIP. Zielt auf menschliches NHLH1 (bHLHa35), einen neuronalen basischen Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktor, der an der Zelldifferenzierung beteiligt ist. Ideal für die Entwicklungsneurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHLH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4807
GenID	4807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-60 von menschlichem NHLH1 (NP_005589.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02575
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel