

Anti-Nhlh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Artikelnummer: CM0024139

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NHLH1 (Helix-Loop-Helix-Protein 1, bHLHa35). Validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC, IP und ELISA. Spezifisch für humane Proben; ideal für die entwicklungsneurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHLH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4807
GenID	4807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-60 des humanen NHLH1 (NP_005589.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02575
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel