

Anti-Nhlrc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Vvb1

Artikelnummer: CM0027417

Einführung

Anti-NHLRC1 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist die E3-Ubiquitin-Ligase Malin, die am Glykogenstoffwechsel und Neurodegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHLRC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	378884
GeneID	378884
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-280 von humanem NHLRC1 entspricht (NP_940988.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6VVB1
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eistasche