

Anti-Nhlrc1/Malin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Artikelnummer: CM0008825

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane NHLRC1/Malin-Protein, validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen.

Rekombinantes Immunogen, vorhergesagtes Molekulargewicht 42 kDa. Ideal für die Forschung zu Neurodegeneration und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHLRC1/Malin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	378884
Gen-ID	378884
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 79-280 von humanem NHLRC1 (NP_940988.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6VVB1
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel