


Anti-Nhp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx24

Artikelnummer: CM0030241



Einführung

NHP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und rattes NHP2 (H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2), beteiligt an der Ribosom-Biogenese und Telomer-Erhaltung. Validiert in menschlichen und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NHP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55651
GenID	55651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-153 von menschlichem NHP2 (NP_060308.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NX24
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel