

Anti-Nid1 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, Elisa - P14543

Artikelnummer: CM0030254

Einführung

NID1 Kaninchen-Polyclonalantikörper (pAb) validiert für Western Blot (WB) und ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf Nidogen-1/Entactin ab, essentiell für die Integrität der Basalmembran und die Erforschung der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NID1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NID; NID1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-400 von menschlichem NID1 (NP_002499.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14543
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Eisbeutel