


Anti-Niemann Pick C1 Monoklonaler Antikörper Für Wb - O15118

Artikelnummer: CM0006059



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Niemann Pick C1 Protein (NPC1). Geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für die Cholesterintransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Niemann Pick C1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NPC; POGZ; SLC65A1; Niemann Pick C1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4864
GenID	4864
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1179-1278 von menschlichem Niemann Pick C1 (O15118) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15118
Proteingewicht	142 kDa
Versand	Eisbeutel