


Anti-Nifk-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Byg3

Artikelnummer: CM0016773



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NIFK (Nopp34/MKI67IP), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Nukleolarproteinen und der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NIFK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Nopp34, MKI67IP, NIFK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84365
GeneID	84365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 180-260 des humanen NIFK (NP_115766.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYG3
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku