

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Ninein (Nin/Sckl7) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4C6

Artikelnummer: CM0028844

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Ninein (NIN/SCKL7). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an Zentrosomen und Mikrotubuli. SWISS: Q8N4C6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NIN Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	SCKL7; NIN
Spezies	Mensch
Gen-ID	51199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-287 des menschlichen NIN (NP_891991.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4C6
Proteingewicht	243 kDa
Versand	Eisbeutel