


Anti-Ninj1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O70131

Artikelnummer: CM0030495



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-NINJ1 (Ninjurin-1), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt die N-terminale Region (AS 1-152). Ideal für die Erforschung von Zelltod, Entzündung und Neurobiologie in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	NINJ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIN1; NINJURIN
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4814
GenID	18081
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-152 von Maus-NINJ1 entspricht (NP_038638.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O70131
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel