

Anti-Ninj1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92982

Artikelnummer: CM0023781



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ninjurin-1 (NINJ1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu programmierter Zelltod, Entzündung und Nervenverletzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NINJ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NIN1; NINJURIN; NINJ1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4814
Gen-ID	4814
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NINJ1 (NP_004139.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92982
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel