

Anti-Ninl Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2I6

Artikelnummer: CM0028044

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Ninein-like Protein (NINL), geeignet für Western Blot- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Zytoskelett- und Zentrosomenforschung. - Q9Y2I6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NINL polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	NLP; NINL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22981
Gen-ID	22981
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 des menschlichen NINL entspricht (NP_079452.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y2I6
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Kühlakku