

Anti-Nip7 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y221

Artikelnummer: CM0031074



Einführung

NIP7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (20kDa), validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch und Maus. Ziel ist das 60S-Ribosomen-Biogenese-Protein NIP7-Homolog, das an der nukleolären Vor-rRNA-Verarbeitung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NIP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51388
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem NIP7 (NP_057185.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y221
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel