

Anti-Nipsnap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bpw8

Artikelnummer: CM0019458

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NIPSNAP1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung von Mitophagie und mitochondrialer Dysfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NIPSNAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIPSNAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8508
GenID	8508
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-145 von humanem NIPSNAP1 (NP_003625.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPW8
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel