

Anti-Nkd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969G9

Artikelnummer: CM0024187

Einführung

NKD1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, der gegen das humane NKD1-Protein gerichtet ist. Geeignet für Forschung zum Wnt-Signalweg. Geliefert von CamelBio für Ihren Bedarf an IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Naked1; NKD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85407
GenID	85407
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q969G9
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel