

Anti-Nkrf Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15226

Artikelnummer: CM0027950



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NKRF (NF-kappa-B-reprimierender Faktor) für Western Blot und ELISA. Validiert bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschungen zur Transkriptionsregulation. UniProt O15226.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKRF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NRF; ITBA4; NKRF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55922
GenID	55922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 391-690 des humanen NKRF (NP_060014.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15226
Proteinmasse	78 kDa
Versand	Eisbeutel