

Anti-Nkx2-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43699

Artikelnummer: CM0005316

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-NKX2-1-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Schilddrüsen-Transkriptionsfaktors 1 (TTF-1) bei der Schilddrüsen- und Lungenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX2-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7080
GenID	7080
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 20-110 von humanem NKX2-1 (NP_003308.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43699
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel