

Anti-Nkx2-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P43699

Artikelnummer: CM0006658

Einführung

Hochspezifischer Anti-NKX2-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA, geeignet für Schilddrüsen- und Lungenforschung; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideales IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX2-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7080
Gen-ID	7080
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen NKX2-1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43699
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel