

Anti-Nkx2-1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43699

Artikelnummer: CM0030339

Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Antikörper vom Kaninchen gegen NKX2-1 (TTF-1, P43699) an, der für WB und ELISA validiert ist. Erkennt humanes und ratten NKX2-1 und ist ideal für die Erforschung von Schilddrüsen- und Lungenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX2-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7080
GeneID	7080
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-110 von humanem NKX2-1 (NP_003308.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P43699
Proteingewicht	39kDa
Versand	Kühltasche