

Anti-Nkx2-2 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095096

Artikelnummer: CM0030595

Einführung

NKX2-2 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human. Das Target ist ein Transkriptionsaktivator, der an der Entwicklung von Pankreas-Beta-Zellen und der neuronalen Lenkung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX2-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4821
GenID	4821
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 102-201 von humanem NKX2-2 entspricht (NP_002500.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95096
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eispackung