

Anti-Nkx2-5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52952

Artikelnummer: CM0027513



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NKX2-5 (CSX) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Herz- und Milzentwicklung sowie für Studien zu angeborenen Herzerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX2-5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1482
GeneID	1482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 von humanem NKX2-5 (NP_004378.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52952
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche