

Anti-Nkx3-2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P78367

Artikelnummer: CM0029732

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NKX3-2, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus- und Ratten-NKX3-2. Ideal für die Untersuchung der Chondrozytenreifung, Skelettentwicklung und Darmmorphogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX3-2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	579
GeneID	579
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 des humanen NKX3-2 (NP_001180.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P78367
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel