

Anti-Nkx3.1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99801

Artikelnummer: CM0006465



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen NKX3.1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes NKX3.1. Vorhergesagtes Molekulargewicht 26 kDa. Geeignet für Prostatakrebs- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX3.1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Spezies	Mensch
GenID	4824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem NKX3.1 entspricht. (NP_006158.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99801
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel