

Anti-Nkx3.1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99801

Artikelnummer: CM0021049



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NKX3.1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für humane und Mausproben, ideal für die Erforschung der Prostataentwicklung und von Prostatakrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX3.1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4824
GeneID	4824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 des humanen NKX3.1 (NP_006158.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99801
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku