

Anti-Nkx3.1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99801

Artikelnummer: CM0002181



Einführung

Hochwertiger Anti-NKX3.1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes NKX3.1, einen prostataspezifischen Tumorsuppressor-Transkriptionsfaktor. Ideal für Prostatakrebsforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX3.1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Spezies	Human
GeneID (human)	4824
GeneID	4824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-234 von humanem NKX3.1 (Q99801) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99801
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel