

Anti-Nkx6-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78426

Artikelnummer: CM0023661

Einführung

Hochwertiger NKX6-1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf einen Transkriptionsfaktor ab, der für die Entwicklung von Betazellen und motorischen Neuronen essentiell ist. Ideal für Forschung in der Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NKX6-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4825
GenID	4825
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78426
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel