

Anti-Nlk Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ube8

Artikelnummer: CM0002156

Einführung

CamelBio bietet einen kaninchen-monoklonalen Antikörper gegen menschliches NLK (Nemo-ähnliche Kinase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf die Regulation des Zellschicksals und krebsassoziierte Kinase-Signalwege (UniProt Q9UBE8, ~58 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLK Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	NLK; nemo like kinase; LAK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51701
GenID	51701
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des menschlichen NLK entspricht (NP_057315.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBE8
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel