

## Anti-NlN Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb Und Elisa - Q9Byt8

Artikelnummer: CM0014004



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NLN (Neurolysin), eine mitochondriale Metalloprotease. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und Ratten-Proben. Nützlich für die Untersuchung von Neuropeptidabbau und Cannabinoid-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NLN Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 57486                                                                                                                      |
| GeneID            | 57486                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 630-704 von humanem NLN (NP_065777.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | Q9BYT8                                                                                                                     |
| Protein-Gewicht   | 81kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |