

Anti-Nlrc4 Poliklonaler Antikörper Für Wb - Q3Up24

Artikelnummer: CM0023086



Einführung

NLRC4 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte (SWISS: Q3UP24). Geeignet für Forschung zu Inflammasomen und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRC4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Art	Maus
GenID (Mensch)	58484
GenID	268973
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 71-170 von Maus-NLRC4 enthält. (NP_001028539.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3UP24
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel