


Anti-Nlrc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Artikelnummer: CM0030849



Einführung

NLRC4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. NLR-Familie CARD-Domäne enthaltendes Protein 4, eine Schlüsselkomponente des Inflammasoms in der angeborenen Immunität. Ideal für die Immunodetektion und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Spezies	Mensch
GeneID (human)	58484
GeneID	58484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 85-170 des humanen NLRC4 (NP_001186067.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPP4
Protein-Gewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel