

Anti-Nlrc5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wi3

Artikelnummer: CM0022786

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen NLRC5, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes NLRC5 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für Studien zu den NF-kappa-B- und Interferon-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRC5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84166
GeneID	84166
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen NLRC5
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q86Wi3
Proteingewicht	205 kDa
Versand	Kühlakku