

Polyklonaler Anti-Nlrc5-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q86Wi3

Artikelnummer: CM0020682

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NLRC5 (NOD4, NOD27, CLR16.1), geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber der Maus. Ideal zur Untersuchung der NF-κB-/IFN-Signalübertragung in der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRC5-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Spezies	Mensch
Gen-ID	84166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-240 des humanen NLRC5 (NP_115582.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q86Wi3
Proteingewicht	205 kDa
Versand	Kühlakku