


Anti-Nlrp10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q86W26

Artikelnummer: CM0023575



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NLRP10 (NALP10) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Spezies	Mensch
Gen-ID	338322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem NLRP10 (NP_789791.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86W26
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel