

Anti-Nlrp11-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P59045

Artikelnummer: CM0014905

Einführung

Polyklonaler NLRP11-Kaninchenantikörper für WB und ELISA in humanen Proben, der auf das an Entzündungsprozessen beteiligte Protein mit NACHT-, LRR- und PYD-Domänen abzielt. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP11-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Art	Mensch
GenelD	204801
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P59045
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Kühlakku