


Anti-Nlrp12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59046

Artikelnummer: CM0014326



Einführung

Anti-NLRP12 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA beim Menschen, mit Kreuzreaktivität bei Ratten. NLRP12 ist ein wichtiger Entzündungshemmer, der die NF-κB-, NOD2- und RIGI-Signalwege hemmt. Ideal für die Immunologie und die Erforschung von Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Spezies	Mensch
Gen-ID	91662
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 862-1061 von humanem NLRP12 (NP_653288.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P59046
Proteingewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel