


Anti-Nlrp12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P59046

Artikelnummer: CM0029140



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NLRP12 (Monarch-1, P59046), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, NF-κB-Signalwegen und Immunregulation in Leukozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NLRP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Spezies	Human
GeneID (Human)	91662
GeneID	91662
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P59046
Proteingewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel