

Anti-Nlrp2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx02

Artikelnummer: CM0028639



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NLRP2, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes NLRP2 in Proben von Menschen und Mäusen. Nützlich für die Erforschung von Inflammasomen und NF-κB-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55655
GenID	55655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 665-820 von menschlichem NLRP2 (NP_060322.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NX02
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel