


Anti-Nlrp3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q96P20

Artikelnummer: CM0012758



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches NLRP3, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms, der Sekretion von IL-1 β /IL-18, der Pyroptose und der Th2-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114548
Gen-ID	114548
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100–210 des menschlichen NLRP3 entspricht (NP_004886.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96P20
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Kühlakku