


Anti-Nlrp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Artikelnummer: CM0015043



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen NLRP3 (Cryopyrin), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Inflammasom-Aktivierung und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	Ali; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114548
GenID	114548
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-220 von menschlichem NLRP3 (NP_001120934.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96P20
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel