

Anti-Nlrp5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59047

Artikelnummer: CM0025773



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen NLRP5 (MATER, NALP5), validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des subkortikalen mütterlichen Komplexes und der frühen embryonalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Spezies	Mensch
GenID	126206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 157-256 von humanem NLRP5 (NP_703148.4) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P59047
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel