


Anti-Nlrp6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59044

Artikelnummer: CM0010398



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NLRP6, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Forschung zur Inflammasom-Aktivierung, angeborenen Immunität und den Mechanismen der Wirtsabwehr. Swiss-Prot: P59044.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	171389
Gen-ID	171389
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 793-892 des humanen NLRP6 (NP_612202.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P59044
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Kühlakku