

Anti-Nlrp6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q91Ws2

Artikelnummer: CM0019991

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Maus-Nlrp6 für WB und ELISA. Erkennt Nlrp6 von Maus und Ratte. Nützlich für Studien zur Inflammasom-Biologie, Darmmukosaimmunität und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nlrp6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Spezies	Maus
GenID	101613
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 124-237 von Maus-Nlrp6 (NP_598707.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q91WS2
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel