


Anti-Nlrp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q86Ut6

Artikelnummer: CM0022669



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen NLRX1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung antiviraler angeborener Immunität, Autophagie und NLRP3-Inflammasom-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] NLRX1 Rabbit pAb
Bemerkungen / Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
Spezies	Human
Gen-ID	79671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 87-360 von humanem NLRX1 (NP_001269073.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86UT6
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel