

Anti-Nmdar1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0008636



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NMDAR1 (GRIN1, NR1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte. Für Neurowissenschaften, synaptische Plastizität und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2902
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche