

Anti-Nmdar1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0003378



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes NMDAR1 (NR1/GluN1), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen aus dem C-Terminus. Unterstützt Studien zu synaptischer Plastizität und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen / Aliase	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2902
Gen-ID	2902
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem NMDAR1 (Q05586) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel