

Anti-Nmdar1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0030132



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NMDAR1 (GRIN1, NR1). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert die 105 kDa schwere NMDA-Rezeptor-Untereinheit, die für synaptische Plastizität und Lernen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Spezies	Mensch
GenID (Human)	2902
GenID	2902
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel